

HDD[®]

HOL-DENTAL DEPOT

*jakość + dobra cena
= Twoja oferta w HDD*



sagemax



Smile Line ☺
made in switzerland

Vertex Dental

DEKEMA
DENTAL-KERAMIKOFEN

primotec[®]
advanced laboratory systems

MATERIAŁY CAD/CAM

DYSKI CYRKONOWE SAGEMAX

Wysokiej klasy amerykańskie dyski cyrkonowe – jednowarstwowe i wielowarstwowe.



	NexxZr S	NexxZr T	NexxZr T MULTI	NexxZr+	NexxZr+ MULTI
WYTRZYMAŁOŚĆ	1370 MPa	1270 MPa	Incisal: 630 MPa Dentin: 1170 MPa	Preshaded: 880 MPa White: 1000 MPa	Incisal: 630 MPa Dentin: 880 MPa
PRZEZIerność	30%	42%	Incisal: 49% Dentin: 42%	46%	Incisal: 49% Dentin: 42%
KOLORY	biały	biały, OM1, OM2, OM3, A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4	BL1, BL2, BL3, BL4, A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4	biały, A1, A2, A3, A3.5, B1, B2	A1, A2, A3, B1, B2, C2, D2
SYSTEM	W-98, Z-95	W-98, Z-95	W-98, Z-95	W-98, Z-95	W-98, Z-95
GRUBOŚĆ	10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm	10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 30 mm	16, 20 mm	10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 30 mm	16, 20 mm

złap swój dodatkowy rabat -15%

SZYBKA WYSYŁKA

www.holdentalesklep.eu

ul. Piotrkowska 111
90-425 Łódź
tel. 42 633 87 55
e-mail: holdental@holdental.pl
www.holdental.pl

Przy zakupach powyżej 500 zł nie pobieramy opłaty za wysyłkę.

Wszystkie ceny zawierają podatek VAT.

Ceny mogą ulec zmianom bez zawiadomienia w przypadku zmian cen producentów, przepisów celnych, przepisów podatkowych lub innych niezależnych przyczyn. Podane w ulotce informacje nie są ofertą handlową w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Promocje zawarte w ulotce trwają do wyczerpania zapasów magazynowych.

Ceny promocyjne w gazecie są najniższymi dostępnymi cenami z 30 dni przed obowiązywaniem promocji.



DYSKI CYRKONOWE WECERA

Producent najbardziej naturalnego wielowarstwowego cyrkonu na świecie.

Wecera koncentruje się na pracach badawczo-rozwojowych i produkcji cyrkonu w dyskach dentystycznych od 2015 roku. Zespół badawczo-rozwojowy to eksperci w dziedzinie ceramiki dentystycznej z uniwersytetu Tsinghua. Z ich pasją i wytrzymałością opracowano w 2019 roku cyrkon 3D Plus Multilayer, który cieszy się doskonałymi opiniami specjalistów - użytkowników na całym świecie.

Obecna zdolność produkcyjna fabryki WECERA wynosi 80 tys. półfabrykatów miesięcznie, co zapewnia szybką dostawę. Firma posiada również profesjonalny zespół sprzedaży i wsparcia technicznego z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie stomatologii. Zapewnia najwyższą jakość i obsługę, aby pomóc klientom osiągnąć sukces.



ST Color Zirconia Disk

- technika cieniowana
- jednolity kolor
- bez barwienia
- nadaje się do pełnokonturowych koron, mostów i zębów przednich
- gęstość po synteryzacji $6.07 \pm 0.03 \text{g/cm}^3$
- wytrzymałość na zginanie $\geq 1100 \text{MPa}$ (śr.)
- stopień przezierności 43%
- twardość 1200HV
- rekomendowana temperatura synteryzacji 1530°C

DYSKI NA SYSTEM OTWARTY (98,5)	
kolory: A1, A2, A3	grubość: 14, 18, 22 mm



SHT Multilayer Zirconia Disk

- Multilayer color
- brak konieczności dalszego barwienia
- zęby przednie, korony i mosty
- gęstość po synteryzacji $6.07 \pm 0.03 \text{g/cm}^3$
- wytrzymałość na zginanie $\geq 900 \text{MPa}$ (śr.)
- stopień przezierności 46%
- twardość 1200HV
- rekomendowana temperatura synteryzacji 1500°C


DYSKI NA SYSTEM OTWARTY (98,5)	
kolory: A1, A2, A3	grubość: 18, 22 mm



3D PLUS Multilayer Zirconia Disk

- 6 warstw Multilayer color
- stopień przezierności od 43% do 57%
- stopień wytrzymałości od 700 do 1050 MPa
- maksymalnie 7 punktowe mosty
- gęstość po synteryzacji $6.07 \pm 0.03 \text{g/cm}^3$
- twardość 1200HV
- rekomendowana temperatura synteryzacji 1500°C

DYSKI NA SYSTEM OTWARTY (98,5)	
kolory: A1, A2, A3	grubość: 18, 22 mm



złap swój dodatkowy rabat -20%

DYSKI CYRKONOWE SHOFU ZR WIELOWARSTWOWE

Dyski cyrkonowe SHOFU ZR Lucent wykonane są w całości z wysokiej jakości proszku TOSOH.

Dzięki specjalnemu procesowi produkcji ten monolityczny materiał wykazuje wyjątkową wytrzymałość na zginanie, przekraczającą 1000 MPa, pomimo zachowania swojej wysokiej przezierności.


- do koron i mostów w odcinku przednim (do 6 punktów)
- do koron i mostów w odcinku bocznym (do 3 punktów)
- naturalne, harmonijne połączenie odcieni – od brzegu siecznego po przyszyjkowy
- odpowiednie do wysoko estetycznych uzupełnień i warstwowania porcelany w technice cut-back



DYSKI NA SYSTEM OTWARTY (98,5)

kolory: A1, A2, A3, trans.

grubość: 14, 18, 22 mm



złap swój dodatkowy rabat -30%

MATERIAŁY CAD/CAM YAMAHACHI

97 zł cena
89 zł
 grubość 15 mm

106 zł cena
96 zł
 grubość 20 mm



Dysk PMMA

Dyski PMMA Yamahachi są niezwykle cennym narzędziem dla Twojego laboratorium do wykonywania uzupełnień tymczasowych najwyższej jakości. Idealnie dobrane odcienie w połączeniu z trwałością tego materiału pozwalają na tworzenie pięknych i funkcjonalnych uzupełnień tymczasowych od pojedynczego elementu aż po kompletne uzupełnienia uzębienia.

**Na tymczasowe korony i mosty –
dostępne w 16 kolorach
wg VITA/W0.5/CLEAR.
Typ otwarty, średnica 98,5mm**

77 zł cena
67 zł
 grubość 14 mm

96 zł cena
86 zł
 grubość 20 mm



Wax Disc

Dyski woskowe Yamahachi, przeznaczone są do projektowania CAD, frezowania CAM i tłoczenia lub odlewania w konwencjonalny sposób. Wosk doskonale nadaje się do obróbki mechanicznej i jest całkowicie wolny od zanieczyszczeń. Dzięki temu uzyskujemy gładkie odlewy.

**Dysk woskowy (zielony)
do wzorników woskowych.
Typ otwarty, średnica 98,5mm
Dostępne inne systemy AG i ZZ.**